

### GRUPO IXION S.A. de C.V.

Avena No. 153 2° piso Col. Granjas Esmeralda C.P. 09810 Iztapalapa, CDMX, México R.F.C. GIX990115K16 Tel: 5581 5044 - 5581 2320

Email: contacto@grupoixion.com

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Contenedor para residuos Punzocortantes Biológico-Infecciosos.	
CAPACIDAD:	1.8 Litros	
IMAGEN:	Configuration and presource  When the state of the state	
CÓDIGO DE COMPRA:	PC 1.8	
CLAVE CUADRO BÁSICO:	060 218 0085	
DESCRIPCIÓN:	Los contenedores para punzocortantes de GRUPO IXION, están diseñados para desechar de manera segura los residuos punzocortantes biológico infecciosos producidos en hospitales, veterinarias, etc. Consiste en: -Recipiente -Tapa mayor con apertura para tirar los residuos y separador de agujas. Transparente permitiendo ver el volumen de llenadoTapa menor la cual cierra las aperturas de la tapa mayor	
FINALIDAD DEL USO:	Permite el desecho seguro de:  Jeringas, agujas de biopsia, agujas de sutura, ámpulas, as cristalería de laboratorio rota, bisturís, lancetas, navajas, punzón drenovac, restos de alambres o cualquier otro elemer punzocortante.  Cuando se encuentre lleno a su capacidad máxima indicada en recipiente, éste deberá ser desechado de acuerdo a la NOM-08 ECOL-SSA1-2002, la cual menciona que se debe esterilizar incinerar al término de su uso.	
CARACTERÍSTICAS:	Esterilizable, incinerable y no contaminante (libre de plomo), resistente a la perforación al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con separador de agujas y abertura para el depósito de otros punzocortantes.	




### GRUPO IXION S.A. de C.V.

Avena No. 153 2° piso Col. Granjas Esmeralda C.P. 09810 Iztapalapa, CDMX, México R.F.C. GIX990115K16 Tel: 5581 5044 - 5581 2320

Email: contacto@grupoixion.com

NORMA PARA LA FABRICACIÓN:	NOM-087-ECOL-SSA1-2002
COMPONENTES:	Recipiente, tapa mayor y tapa menor
MATERIAL:	
	Polipropileno rígido virgen.
TAPA MAYOR:	Polipropileno virgen rígido clarificado
TAPA MENOR: Polipropileno virgen rígido clarificado	
COLOR:	
RECIPIENTE:	Rojo
TAPA MAYOR:	Rojo transparente
TAPA MENOR:	Rojo transparente


## RECIPIENTE:



DIMENSIONES:

	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN
Medida:	(pulgadas)*	(centímetros)*
Largo inferior	4.36	11.07
Ancho inferior	3.98	10.11
Largo superior ext.	5.61	14.25
Ancho superior ext.	5.24	13.31
Altura	6.88	17.48
Espesor	0.06	0.15

# TAPA MAYOR Y MENOR:



Medida:	DIMENSIÓN (pulgadas)*	DIMENSIÓN (centímetros)*
Largo	5.80	14.73
Ancho	5.41	13.74
Altura	0.88	2.24
Espesor	0.10	0.25

<sup>\*</sup>Las medidas pueden presentar ligeras variaciones



### GRUPO IXION S.A. de C.V.

Avena No. 153 2° piso Col. Granjas Esmeralda C.P. 09810 Iztapalapa, CDMX, México R.F.C. GIX990115K16 Tel: 5581 5044 - 5581 2320

Email: contacto@grupoixion.com

TIPOS DE EMPAQUE: Bolsa plás	tica traslúcida o c	aja de cartón corr	ugado		
	LOADLÍOTICA	TD401 1101D			
	LSA PLÁSTICA		4		
PIEZAS	50 RECIPIENTES				
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*	
	65	49	13.5		5.4
PIEZAS	50 TAPAS				
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*	
	30	26.5	15.5		1.6
CA	JA DE CARTÓN	N CORRUGADO	)		
PIEZAS	100 RECIPIENTES Y 100 TAPAS				
DIMENSIONES DE LA CAJA	51 X 41 X 51 [cm]				
PESO	14.60 kg				

<sup>\*</sup>Las medidas pueden presentar ligeras variaciones

### SOPORTE PARA PARED



CÓDIGO DE COMPRA:	SOCPMD	
COMPATIBILIDAD:	CP 018P, CP040P	
ESPECIFICACIONES: Fabricado en aluminio (no se oxida ni se		
rava).		

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN: Sujetar con dos tornillos de acuerdo a las normas del hospital a una altura cómoda para el desecho de punzocortantes (no colocar a mas de 150cm del suelo), no colocar sobre camas de pacientes ni detrás de puertas.