



# GRUPO IXION

**GRUPO IXION S.A. de C.V.**  
 Avena No. 153 2° piso  
 Col. Granjas Esmeralda C.P. 09810  
 Iztapalapa, CDMX, México  
 R.F.C. GIX990115K16  
 Tel: 5581 5044 - 5581 2320  
 Email: [contacto@grupoixion.com](mailto:contacto@grupoixion.com)

## FICHA TÉCNICA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b> | Contenedor para residuos Punzocortantes Biológico-Infecciosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CAPACIDAD:</b>           | 3.0 Litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IMAGEN:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CÓDIGO DE COMPRA:</b>    | PC 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CLAVE CUADRO BÁSICO:</b> | S/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>         | <p>Los contenedores para punzocortantes de GRUPO IXION, están diseñados para desechar de manera segura los residuos punzocortantes biológico infecciosos producidos en hospitales, veterinarias, etc. Consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Recipiente</li> <li>-Tapa mayor con apertura para tirar los residuos y separador de agujas. Transparente permitiendo ver el volumen de llenado.</li> <li>-Tapa menor la cual cierra las aperturas de la tapa mayor</li> </ul> |
| <b>FINALIDAD DEL USO:</b>   | <p>Permite el desecho seguro de:</p> <p>Jeringas, agujas de biopsia, agujas de sutura, ámpulas, asas, cristalería de laboratorio rota, bisturís, lancetas, navajas, punzón de drenovac, restos de alambres o cualquier otro elemento punzocortante.</p> <p>Cuando se encuentre lleno a su capacidad máxima indicada en el recipiente, éste deberá ser desechado de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, la cual menciona que se debe esterilizar e incinerar al término de su uso.</p>       |
| <b>CARACTERÍSTICAS:</b>     | <p>Esterilizable, incinerable y no contaminante (libre de plomo), resistente a la perforación al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con separador de agujas y abertura para el depósito de otros punzocortantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |



# GRUPO IXION

**GRUPO IXION S.A. de C.V.**  
 Avena No. 153 2° piso  
 Col. Granjas Esmeralda C.P. 09810  
 Iztapalapa, CDMX, México  
 R.F.C. GIX990115K16  
 Tel: 5581 5044 - 5581 2320  
 Email: [contacto@grupoixion.com](mailto:contacto@grupoixion.com)

|                                   |                                         |                              |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>NORMA PARA LA FABRICACIÓN:</b> | NOM-087-ECOL-SSA1-2002                  |                              |                                 |
| <b>COMPONENTES:</b>               | Recipiente, tapa mayor y tapa menor     |                              |                                 |
| <b>MATERIAL:</b>                  |                                         |                              |                                 |
| <b>RECIPIENTE:</b>                | Polipropileno rígido virgen.            |                              |                                 |
| <b>TAPA MAYOR:</b>                | Polipropileno virgen rígido clarificado |                              |                                 |
| <b>TAPA MENOR:</b>                | Polipropileno virgen rígido clarificado |                              |                                 |
| <b>COLOR:</b>                     |                                         |                              |                                 |
| <b>RECIPIENTE:</b>                | Rojo                                    |                              |                                 |
| <b>TAPA MAYOR:</b>                | Rojo transparente                       |                              |                                 |
| <b>TAPA MENOR:</b>                | Rojo transparente                       |                              |                                 |
| <b>DIMENSIONES:</b>               |                                         |                              |                                 |
| <b>RECIPIENTE:</b>                |                                         |                              |                                 |
|                                   | <b>Medida:</b>                          | <b>DIMENSIÓN (pulgadas)*</b> | <b>DIMENSIÓN (centímetros)*</b> |
|                                   | Largo inferior                          | 6.46                         | 16.41                           |
|                                   | Ancho inferior                          | 4.00                         | 10.16                           |
|                                   | Largo superior ext.                     | 7.78                         | 19.75                           |
|                                   | Ancho superior ext.                     | 5.32                         | 13.51                           |
|                                   | Altura                                  | 6.86                         | 17.42                           |
|                                   | Espesor                                 | 0.06                         | 0.15                            |
|                                   |                                         |                              |                                 |
| <b>TAPA MAYOR Y MENOR:</b>        |                                         |                              |                                 |
|                                   | <b>Medida:</b>                          | <b>DIMENSIÓN (pulgadas)*</b> | <b>DIMENSIÓN (centímetros)*</b> |
|                                   | Largo                                   | 7.83                         | 19.89                           |
|                                   | Ancho                                   | 5.38                         | 13.67                           |
|                                   | Altura                                  | 0.85                         | 2.16                            |
|                                   | Espesor                                 | 0.06                         | 0.15                            |

\* Las medidas pueden presentar ligeras variaciones



# GRUPO IXION

**GRUPO IXION S.A. de C.V.**  
 Avena No. 153 2° piso  
 Col. Granjas Esmeralda C.P. 09810  
 Iztapalapa, CDMX, México  
 R.F.C. GIX990115K16  
 Tel: 5581 5044 - 5581 2320  
 Email: [contacto@grupoixion.com](mailto:contacto@grupoixion.com)

|                                                                               |                           |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>TIPOS DE EMPAQUE:</b> Bolsa plástica traslúcida o caja de cartón corrugado |                           |           |            |            |
| <b>BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA</b>                                              |                           |           |            |            |
| PIEZAS                                                                        | 50 RECIPIENTES            |           |            |            |
| DIMENSIONES DE EMPAQUE:                                                       | Largo[cm]*                | Alto[cm]* | Ancho[cm]* | Peso [kg]* |
|                                                                               | 65.5                      | 48        | 20         | 6.4        |
| PIEZAS                                                                        | 50 TAPAS                  |           |            |            |
| DIMENSIONES DE EMPAQUE:                                                       | Largo[cm]*                | Alto[cm]* | Ancho[cm]* | Peso [kg]* |
|                                                                               | 41                        | 15        | 25.5       | 2.2        |
| <b>CAJA DE CARTÓN CORRUGADO</b>                                               |                           |           |            |            |
| PIEZAS                                                                        | 80 RECIPIENTES Y 80 TAPAS |           |            |            |
| DIMENSIONES DE LA CAJA                                                        | 51 X 41 X 51 [cm]         |           |            |            |
| PESO                                                                          | 14.80 kg                  |           |            |            |

\* Las medidas pueden presentar ligeras variaciones

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOPORTE PARA PARED</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                                                        |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CÓDIGO DE COMPRA:</b> SOCPCH                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>COMPATIBILIDAD:</b> PC 1.0, PC 3.0                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESPECIFICACIONES:</b> Fabricado en aluminio (no se oxida ni se raya) |
| <b>INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:</b> Sujetar con dos tornillos de acuerdo a las normas del hospital a una altura cómoda para el desecho de punzocortantes (no colocar a mas de 150cm del suelo), no colocar sobre camas de pacientes ni detrás de puertas. |                                                                         |